



Labtarna



Nr. LA.01.142

**Eurofins Labtarna Lietuva UAB**

Kauno g.1a, LT-01314 Vilnius, Lietuva  
labtarna@ftcee.eurofins.com, www.eurofins.lt  
Tel.: +370 620 32211

**Kliento informacija:**  
**UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“**  
**Elektrinės g, 8, 26108 Elektrėnai**  
**Elektrėnai**



Šis elektroniniu būdu  
sudarytas tyrimų protokolas  
buvo patikrintas ir  
patvirtintas

**TYRIMŲ PROTOKOLAS**

|                                 |                 |                               |            |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| <b>Užsakymo numeris:</b>        | 146-2026-010858 | <b>Tyrimai pradėti:</b>       | 2026-06-15 |
| <b>Užsakymo data:</b>           | 2026-06-15      | <b>Tyrimai baigti:</b>        | 2026-06-29 |
| <b>Mėginio pristatymo data:</b> | 2026-06-15      | <b>Tyrimų protokolo data:</b> | 2026-06-29 |

# Kliento nuoroda: 8. Geriamasis vanduo

Svoris: 1.5l

# Mėginį paėmė: Klientas

# Mėginio paėmimo data/laikas: 2026-06-15

# Mėginio paėmimo temperatūra: 10°C

# Mėginio aprašymas: 8. Pakalniškių k. soc. paslaugų centro  
virtuvės čiaupo vanduo. Mokyklos g. 3. 11.00 val. 2026-06-15**Mėginio numeris: 146-2026-00037269**

| Tiriamasis parametras                                    | Tyrimo metodas                                         | Rezultatai | Vienetai   | Neapibrėžtis |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| K9NC2 - Spalva (A)(S)(1)                                 | PN-EN ISO 7887:2012, point 6+AP:2015-06                | 6          | mg/L Pt    | -            |
| K90NY - Savitasis elektrinis laidis (20 °C) (A)(S)(1)    | PN-EN 27888:1999                                       | 627        | μS/cm      | -            |
| K9N05 - Drumstumas (A)(S)(1)                             | PN-EN ISO 7027-1:2016-09                               | 1,00       | NTU        | -            |
| Q903A - Koliforminių bakterijų skaičius, 37°C (A)        | LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | < 1        | ksv/100 ml | -            |
| Q9087 - Kultivuojamųjų mikroorganizmų skaičius, 22°C (A) | LST EN ISO 6222:2001                                   | 5          | ksv/ml     | -            |
| K90XB - Kvapas (A)(S)(1)                                 | PN-EN 1622:2006                                        | < 1        | TON        | -            |
| K90XR - pH esant 20 °C (A)(S)(1)                         | PN-EN ISO 10523:2012                                   | 7,4        | -          | -            |
| K90XC - Skonis (A)(S)(1)                                 | PN-EN 1622:2006                                        | < 1        | TFN        | -            |
| Q9085 - Žarninių enterokokų skaičius (A)                 | LST EN ISO 7899-2:2001                                 | < 1        | ksv/100 ml | -            |
| Q903E - Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius (A) | LST EN ISO 9308-1:2014; LST EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 | < 1        | ksv/100 ml | -            |

Tyrimų rezultatai susiję tik su gautais tiriamaisiais mėginiais. Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, kai mėginį paėmė ir pristatė klientas, rezultatai taikytini tokiame mėginyje koks jis buvo gautas. Mėginio paėmimo įtaka matavimo neapibrėžčiai nevertinama.

(A) – akredituotas tiriamasis parametras, (N) – neakredituotas tiriamasis parametras, (S)(A) – subrangovų akredituotas tiriamasis parametras, (S)(N) – subrangovų neakredituotas tiriamasis parametras.

< – rezultatas mažesnis už nustatymo ribą. # – informacija gauta iš kliento.

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio  $k=2$ , kuri esant normaliam skirstiniui atitinka 95% pasiklovimo lygį. Mikrobiologinių tyrimų suminė standartinė neapibrėžtis išreiškiama atkuriamumo standartiniu nuokrypiu. Tikėtino skaičiaus matavimo neapibrėžtis išreikšta metodo 95% pasiklovimo lygiu. Tyrimų protokolą gali būti keičiamas per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo.

Tyrimų protokolą dalimis daugini leidžiama tik su raštišku „Eurofins Labtarna Lietuva“, UAB sutikimu. Visos tyrimų atlikimo sąlygos yra aprašytos mūsų Tyrimų politikoje, su kuria Jūs galite susipažinti <https://www.eurofins.lt/lt/u%C5%BESakymo-dokumentai/tyrim%C5%B3-atlikimo-politika/>.

## Komentaras

Matavimo vienetai:

K90XB - Kvapas (A) TON t.y. SKV.

K90XC - Skonis (A) TFN t.y. SSV.

## Aiškinamosios pastabos

(1) Tyrimas buvo atliktas laboratorijoje Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., Eurofins OBIKŚ Polska Sp. z o.o., Poland

Patikrinta:  
Analytical Service Manager  
Birute Slugina

